

新しい幸せを、わかすこと。



News Release

2012年7月18日

毎日自宅で「エステ気分」！女性のための自分磨き商品 施工いらずのミスト「マイケアミスト」新発売 自宅のシャワーヘッドに簡単取り付け

～ノーリツの本格ミストづくりのノウハウを集結～

湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ（本社：神戸市、代表取締役社長：國井総一郎、資本金：201億円、東/大証一部上場）は、施工不要で現在使用しているシャワーヘッドに簡単に取り付け可能なミスト「マイケアミスト」を9月3日に発売します。



当商品は、これまで本格的なミストサウナを提案してきた当社のノウハウを活かした新商品です。コアターゲットを30代女性※1に据え、自分のスタイルで、自宅ですぐにできる自分磨きを応援します。毎日の入浴時間を活用し、手間暇かけずに保湿効果を高めることができます。

当社では30代女性65名にミストに関するアンケートを実施、「ミスト」認知度は80%を超えています。また、「ミスト」に対する要望として美肌効果（45%）を期待する傾向と、利用する場所が無いという不満（50%）があることも明らかになりました。

※1:当社は「エコロジー、リラックス、キレイ」のキーワードを「エコ*リラ*キレイ」と表現、ブランドメッセージとして掲げ、入浴関連商品を得意とする企業ならではの立場で、新しい分野での商品づくりを強化しており、「マイケアミスト」はエコリラキレイ商品第二弾として発売します。

■女性による女性のための商品開発

当商品は2年目コンビの女性担当者が商品企画・商品開発に携わりました。女性メンバーが忙しい女性のニーズに応え、お風呂に入りながら手間暇かけずに美肌効果を得ることができる商品開発に取り組みました。

また、パッケージや取り扱い説明書のデザイン・イラストも仕事と育児を両立する女性メンバーが手がけています。



商品企画室企画2G 津田 かおる(企画)
住設商品開発室第1G 田上 菜美(開発)
技術管理室技術資料G・1 平山 紀恵(説明書)

■30代女性はミストにリラックス効果よりも美肌効果を期待

<30代女性のミストに関するアンケート結果>



■1回の使用につき、ランニングコスト約18円で「美肌効果」を実現

①自宅で“エステ気分”を実現


30代女性が期待するミストの効果、第一位は「美肌効果（45.0%）」。半身浴とミストの組み合わせはスキンケアの観点から相性がよくお肌の肌水分量を増加させます。特に、半身浴をしながら胸元（デコルテ）から頬にかけて48℃のミストを浴びる入浴方法※2は、ミスト浴の保湿効果を高め“エステ気分”を楽しめます。 ※2:デコルテミスト



顔やデコルテに浴びて、エステ気分を楽しめます

《半身浴とデコルテミストとの肌水分量の比較》


半身浴（38℃で20分）をしながらデコルテミスト（48℃で5分）を実施した場合と半身浴（38℃20分）のみの場合の肌水分量を比較すると、半身浴をしながらデコルテミストを実施した場合の方が、出浴30分経過後の頬部の肌水分量を多く保つことができました。



- ・被験者: 男女8名
 - ・方法 :
半身浴／湯温38℃で20分入浴。
ミスト浴／半身浴をしながら、顔面からデコルテミスト浴（湯温48℃で5分）を行い、頬部の肌水分を測定。
 - ・試験監修: (株)ニコダームリサーチ
- ※肌水分量には個人差があります


《デコルテミスト前後の肌イメージ》

●デコルテミスト使用前



乾燥肌では角層が乱れた状態です。

●デコルテミスト使用后




ミストで水分が浸透し、潤いをキープします。


《デコルテミストを継続して使用した場合の肌の角層の染色画像》

・テープで剥離した角層細胞を染色して拡大したもの(被験者成人男女22名の一例)

●デコルテミスト4週間使用后



カサツキがちな肌



すこやかな肌

ミストを4週間使用した場合、角層の状態が整っています。


②1回あたりわずか約18円のランニングコスト

1回（ミスト48℃で5分）の使用につき、ガス代約10円/回、上下水道代約8円/回、合計約18円/回のランニングコストでデコルテミストを楽しめ、おふろに入りながらお肌の保湿効果を高め、自宅で手軽に“エステ気分”が味わえます。

③心地良い微細なミストを発するミストノズルを採用

当社は、これまでの本格ミスト商材の開発により培ってきたミストノズルの設計力を活かし、当商品にも平均80~90 μ m（マイクロメートル=0.001ミリメートル）※3程度の微細なミストを発するミストノズルを採用しました。デコルテから頬にかけて集中的にミストを浴びるため、顔まわりにあたるミストでの息苦しさなどの不快感を軽減した心地よさを追求しました。

※3:水圧0.15MPa時



■ミストパネルが360度回転し、自由に自分のスタイルでミスト浴

ミストを噴出するミストパネルは、360度回転するため、自由に自分のスタイルでミストを浴びることができます。ミストパネルには片方につき20個、計40個のノズルがついており、流量約4L/分のミストを噴霧します。温めたいところを集中的に、気になる背中や頭皮のケアなど、お好みのスタイルでミスト浴を楽しめます。



■賃貸住宅にお住まいの方でも簡単かつ手軽に設置

30代女性のミストに対する不満の第一位は「場所がない(50.0%)」。これまで、おふろで本格ミストを楽しむためには、施工を伴う浴室乾燥や予備暖房等を備えた多機能タイプが主流でした。当商品は、自宅で使用しているシャワーホース※4にワンタッチ継手をつけて、シャワーヘッドと付替えて使用できます。これまで工事が必要なため、ミスト浴を楽しむことができなかった賃貸住宅にお住まいの方でも簡単かつ手軽にミスト浴を楽しんでいただけます。また、シャワーホースに設置するため浴槽内や洗い場など場所を選ぶことなくミスト浴を楽しめます。※4:一部のシャワーヘッドに対応できない場合がございます



<ノーリツが提案する「マイケアミスト」をつかった入浴方法>



顔やデコルテに浴びて
エステ気分



気になる背中や頭皮
のケアに



ボディミストで全身
ポカポカ



夏場は冷水ミストで
クールダウン

■パッケージイラストも女性社員が担当！大人の女性が愛用できるデザイン

パッケージや取り扱い説明書のデザイン・イラストは、仕事と育児を両立する女性メンバーが手がけています。

ミスト本体も、親しみのある印象を与えるようシンプルにし、大人の女性が愛用できるデザインに仕上げました。色は浴室に自然になじむホワイト色を採用しました。



パッケージのイラスト例

<商品概要>

- ・名称:マイケアミスト FM-1
 - ・希望小売価格:オープン価格
 - ・外形寸法:H143×W258×D115
 - ・本体質量:0.5kg
 - ・噴霧量(L/分):4.0～6.1(水圧 0.15～0.75MPa)
 - ・ミストノズル流量と個数:0.1L/分×40個(水圧 0.15MPa)
 - ・ミスト粒径:平均 80～90 μ m
 - ・推奨給湯温度:48℃以下(※ハイカット弁は入っておりません)
 - ・給湯器:48℃など具体的にリモコンで温度設定のできる給湯器をご利用ください
※バラン釜等リモコンの無い給湯器ではご利用できません
 - ・使用水圧:0.15MPa～0.75Mpa
(ワンストップシャワーなど、水圧を調整している水栓は、使用できない場合があります。)
- ※井戸水の使用不可

<参考>

■マイケアミストは当社製システムバスのオプションとしても購入可能

当商品は当社製システムバスのオプションとしても購入することが可能です。

■当社製システムバスのオプションとしてマイケアミストの推奨収納カウンターを準備

当社製システムバス※5のオプションとして、使い勝手が良く、質感の高いアクリル製のマイケアミスト推奨収納棚の「クリスタルミドルカウンター」を準備しました。洗い場でのデコルテミストが可能になるほか、落下防止バー付きで安全に収納ができます。

※ 5:当社製システムバス、クレッセ・クレッセJX・ユパティオ RIZに対応しています。グラシオへの対応はございません。また、選択いただくプランによって設置ができない場合があります。